

DNA for Validation of 3% Agarose Cassettes

intern Standards, for Pippin Prep + Blue Pippin



Abbildung ähnlich

1 Tube à 16 Loads

Artikel-Nr.: 346CIS3004 | Sage | Herstellernummer: CIS3004

154,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Art des Zubehörs: Control DNA

Verpackung: 1 Tube à 16 Loads

Zubehör von: BluePippin, PippinPrep