

## 3% Agarose SDS Protein ELF Cass. with Marker 03

ELF, 10-300kDa, Marker 03



4 Cassettes

Artikel-Nr.: 344ELP3004 | Sage | Herstellernummer: ELP3004

**302,00 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

**Art des Zubehörs:** Cassettes

**Trennbereich:** 10-300kDa

**Verpackung:** 4 Cassettes

**Zubehör von:** Sage ELF