

Leerrack f. 0.5ml Matrix 2D Storage Tubes Barcode

Latch Rack mit Barcode (linear, 2D und numerisch)
auf der Längsseiten und beiden Stirnseiten



Packung à 5 Stück

Artikel-Nr.: 594900-BR | Thermo

85,90 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)



Beschreibung

Brand: Matrix

Codierung: 2D-Barcode, linearer Barcode, numerischer Barcode

Format: Rack mit Barcodes

Passend für Rackformat: SBS/96

Produktart: Rack leer

Verpackung: Packung à 5 Stück