

Digital Orbital Shaker

5 Jahre Garantie



1 Stück

Artikel-Nr.: 553011 | Biozym

990,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Applikation: Gelfärben und Blotting, Kühlraum

Bewegung: Orbital

Display: ja

Drehzahl: über 30 rpm

Variable Drehzahl: ja

Verpackung: 1 Stück

Elektronisch geregelter und programmierbarer Schüttler

- Robuste und flexible Plattform für Platten, Glaskolben und Kulturfラスchen - Kühlraum-geeignet
- Digitalelektronische Regelung mit Motor-Feedback für konstante Drehzahl auch bei wechselnder Gewichtsbelastung
- Softstart und niedrige Umdrehungszahl für Färben/Entfärben von Gelen
- Ideal für lange und über Nacht Inkubationen (Timer)
- Direkte Einstellung der Drehzahl von 20 bis 300 rpm (1 rpm Inkrement)
- Digitaldisplay mit Hintergrundbeleuchtung für Timer/Zeit und Umdrehungszahl (rpm)
- Inklusive 8 Gummibänder zur Fixierung von Flaschen bzw. Platten
- 5 Jahre Garantie

Technische Daten

Drehzahlbereich: 20 bis 300 rpm (einstellbar)

Orbital Durchmesser: 19 mm

Timer: 0 bis 49 h (1 Sekunde Inkrement) oder unendlich

Netzspannung: 100 bis 240 V, 50/60 Hz

Umgebung: 2 bis 40°C, 20 bis 80% relativer Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend

Maximale Last: 4,5 kg mit Überlastschutz

Plattform-Innenabmessungen: 279 x 279 mm

Abmessungen: 314 x 197 x 310 mm (B x H x T)

Kapazität

Erlenmeyerkolben

- 25 x 50 ml

Telefon: +49 (0) 51 52 / 90 20
Telefax: +49 (0) 51 52 / 20 70
E-Mail: support@biozym.com
Internet: www.biozym.com

Rechtliches
Registergericht: Amtsgericht Hannover
Registernummer: HRB 101682
UST-ID: DE 813739502

Biozym Scientific GmbH
Geschäftsführer
Dr. Sebastian Petri

- 16 x 125 ml
- 9 x 250 ml
- 4 x 500 ml
- 4 x 1000 ml
- 1 x 2000 ml

Bechergläser

- 36 x 50 ml
- 25 x 100 ml
- 16 x 250 ml
- 9 x 400 ml
- 4 x 1000 ml

Mikrotiterplatte

- 6 x Standard (oder mehr gestapelt)