

iRoll Digital Tube Roller (6 Rollen)




1 Stück

Artikel-Nr.: 552680 | Biozym

345,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)



Beschreibung

Aktionsangebote: Herbstaktion

Anzahl der Rollen: 6

Display: ja

Variable Drehzahl: ja

Verpackung: 1 Stück

Rollenmischer iRoll Digital Tube Roller

- **Max. Beladung:** 2 kg
- **Kapazität:**
 - 552680: 15 x 7 ml Blood Tubes
 - 552681: 27 x 7 ml Blood Tubes
- **Geschwindigkeit:** 10 - 80 RPM
- **Timer:** 1 -99 min
- **Betriebsmodi:** Kontinuierlicher und zeitgesteuerter Betrieb, Puls-Modus, programmierbar
- **Rollen können abgenommen werden, Länge ca 33 cm**
- **Neigungswinkel:** +/- 3°
- **Gewicht:**
 - 552680: 6 kg
 - 552681: 7.5 kg
- **Zulässiger Temperaturbereich:** 5 °C bis 40 °C
- **Abmessungen (BxHxT) in mm**
 - 552680: 502 x 92.5 x 301 mm
 - 552681: 502 x 92.5 x 448 mm