

Biozym cDNA Synthesis Kit



25 rxn à 20 µl

Artikel-Nr.: 331475S | Biozym

44,50 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Frühlingsaktion

Kit / Enzym: Kit

Reaktionstemperatur: bis 55 °C

RNAse H Aktivität: unbekannt

Verpackung: 25 rxn à 20 µl

Zwei Tube Mix – ergonomisch, inkl. Primer

- Effiziente Synthese für lineare Repräsentation aller Transkripte
- Ideal für qPCR
- Ergonomisches Zwei-Tube System, inkl. effektivem RNase-Inhibitor
- Random Hexamer- und Oligo(dT)-Primer fertig im Mix