

Western Blot Strip-It Buffer

Puffer zum schonenden Entfernen von Antikörpern
von WesternBlots



500 ml

Artikel-Nr.: 541109 | Advansta | Herstellernummer: R-03722-D50

156,15 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Frühlingsaktion

Eigenschaften: Entfernung von Antikörpern von Western Blots

Kategorie: Puffer für Molekular- und Proteinbiologie

Produkttyp: Stripping Puffer

Verpackung: 500 ml

Der Western-Blot-Strip-It-Puffer von Advansta entfernt Antikörper gleichmäßig aus entwickelten Western-Blots, sodass der Blot mit einem anderen Satz von Antikörpern erneut getestet werden kann.

Sie sparen so wertvolle Proben und das gesamte Stripping Protokoll dauert nur 25 Minuten. Der sanfte, geruchsneutrale Puffer entfernt gebundene Antikörper ohne aggressive Reagenzien oder erhöhte Temperaturen und schädigt Antigene oder Membranen nicht.

Detaillierte Informationen, Application Notes und MSDS finden Sie unter:

www.advansta.com