


## Biozym Blue Probe qPCR Kit Separate ROX

100 rxn à 20 µl



1 x 1 ml

Artikel-Nr.: 331456S | Biozym

**45,00 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

**Aktionsangebote:** Frühlingsaktion

**Applikation:** Sonde

**Farbiger Mastermix:** ja

**Format:** flüssig

**Konzentration:** 2x

**ROX:** Separat (no & high & low)

**Verpackung:** 1 x 1 ml

Das Biozym Blue Probe qPCR Kit ist auch für Fast-Cycling moderner qPCR-Cycler geeignet und zeigt dabei Sensitivität und Konsistenz der Ergebnisse. Der blau gefärbte Mastermix ist besonders zum Einsatz bei weißen PCR-Tubes/Plates geeignet und minimiert das Risiko von Pipettierfehlern.

#### Probe qPCR Kit mit blau gefärbtem Mastermix Separates Rox

- Schnelle qPCR-Ergebnisse mit hoher Sensitivität
- Optimierte Protokolle – validiert auf allen verbreiteten Realtime-Cyclern
- Gefärbter Mastermix minimiert Risiko von Pipettierfehlern – gut sichtbar auch in weißen Tubes/Plates