

PE anti-mouse MAdCAM-1

Rat IgG2a, kappa
MECA-367

BioLegend
From Revvity



100 µg

Artikel-Nr.: B120710 | [BioLegend](#) | Herstellernummer: 120710

172,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: FC
Clone: MECA-367
Format: PE
Isotype: kappa, Rat IgG2a
Species of Origin: Rat
Verpackung: 100 µg

PE anti-mouse MAdCAM-1

Clone: MECA-367
Isotype: Rat IgG2a, kappa
Other_Names: Mucosal addressin cell adhesion molecule-1
Size: 100 µg

Reactivity: Mouse
Format: PE
App_Abbrev: FC
Species of Origin: Rat

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=13479>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>