

Flex-T HLA-A*02:01 Monomer UVX

BioLegend
From Revvity



200 µg

Artikel-Nr.: B280004 | **BioLegend** | Herstellernummer: 280004

1.584,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: ELISA, FC

Format: FLEX_T

Verpackung: 200 µg

Flex-T HLA-A*02:01 Monomer UVX

Clone:

Isotype:

Other_Names: MHC tetramer, HLA tetramer, HLA monomer, MHC monomer, biotinylated HLA monomer

Size: 200 µg

Reactivity: Human

Format: FLEX_T

App_Abbrev: ELISA, FC

Species of Origin:

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=13367>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>