

Purified Streptavidin

BioLegend
From Revvity



250 µg

Artikel-Nr.: B280302 | **BioLegend** | Herstellernummer: 280302

34,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: ELISA Capture, ELISA Detection, FC, ICC, IHC-F, IHC-P, IP, WB

Format: PURE

Verpackung: 250 µg

Purified Streptavidin

Clone:

Isotype:

Other_Names: Streptavidin-PURE, SAV-PU, SAV

Size: 250 µg

Reactivity:

Format: PURE

App_Abbrev: FC, ELISA Capture, ELISA Detection, ICC, IHC-F, IHC-P, IP, WB

Species of Origin:

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=13380>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>