

FITC anti-human CD223 (LAG-3)

Mouse IgG1, kappa
11C3C65

BioLegend
From Revvity



25 tests

Artikel-Nr.: B369307 | **BioLegend** | Herstellernummer: 369307

96,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: FC

Clone: 11C3C65

Format: FITC

Isotype: kappa, Mouse IgG1

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 25 tests

FITC anti-human CD223 (LAG-3)

Clone: 11C3C65

Isotype: Mouse IgG1, kappa

Other_Names: CD223, LAG-3, LAG3, lymphocyte-activation gene-3

Size: 25 tests

Reactivity: Human

Format: FITC

App_Abbrev: FC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=13550>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>