

Flow Cytometry Antibody Diluent Buffer

BioLegend
From Revvity



5 mL

Artikel-Nr.: B425501 | **BioLegend** | Herstellernummer: 425501

20,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: FC
Format: SOLUTION
Verpackung: 5 ml

Flow Cytometry Antibody Diluent Buffer

Clone:
Isotype:
Other_Names:
Size: 5 mL

Reactivity:
Format: SOLUTION
App_Abbrev: FC
Species of Origin:

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=13256>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>