

LEGEND MAX Mouse LIF ELISA Kit

BioLegend
From Revvity



1 Pre-coated Plate

Artikel-Nr.: B445107 | BioLegend | Herstellernummer: 445107

298,50 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion
App_Abbrev: ELISA
Format: LEGEND MAX
Species of Origin: N/A
Verpackung: 1 Pre-coated Plate

LEGEND MAX Mouse LIF ELISA Kit

Clone:
Isotype:
Other_Names: Leukemia inhibitory factor, CDF, DIA, HILDA, MLPLI
Size: 1 Pre-coated Plate

Reactivity: Mouse
Format: LEGEND MAX
App_Abbrev: ELISA
Species of Origin: N/A

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=13433>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>