

## Purified anti-Cytokeratin 18

Mouse IgG1, kappa  
LDK18

**BioLegend**  
From Revvity



100 µg

Artikel-Nr.: B689102 | [BioLegend](#) | Herstellernummer: 689102

**175,00 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

**App\_Abbrev:** ICC, IHC-P, WB

**Clone:** LDK18

**Format:** PURE

**Isotype:** kappa, Mouse IgG1

**Species of Origin:** Mouse

**Verpackung:** 100 µg

Purified anti-Cytokeratin 18

Clone: LDK18

Isotype: Mouse IgG1, kappa

Other\_Names: Keratin 18, Keratin type I cytoskeletal 18

Size: 100 µg

Reactivity: Human

Format: PURE

App\_Abbrev: WB, ICC, IHC-P

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=13547>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>