

Purified anti-Keratin 1

Rabbit Polyclonal
Poly19052

BioLegend
From Revvity



100 µg

Artikel-Nr.: B905204 | **BioLegend** | Herstellernummer: 905204

210,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion
App_Abbrev: IHC-F, IHC-P, WB
Clone: Poly19052
Format: PURE
Isotype: Rabbit Polyclonal
Species of Origin: Rabbit
Verpackung: 100 µg

Purified anti-Keratin 1

Clone: Poly19052
Isotype: Rabbit Polyclonal
Other_Names: Keratin, type II cytoskeletal 1, CK-1, cytokeratin-1, 67 kD cytokeratin, hair alpha protein, type-II keratin Kb1, epidermolytic hyperkeratosis 1, krt1
Size: 100 µg

Reactivity: Human, Rat
Format: PURE
App_Abbrev: IHC-P, IHC-F, WB
Species of Origin: Rabbit

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=13412>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>