

## Taq DNA Polymerase recombinant, 5 U/μl



500 Units

Artikel-Nr.: 350100102 | [biotechrabbit](#) | Herstellernummer: BR0100102

**53,00 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

**High-Fidelity:** nein  
**Hot-Start:** nein  
**Master Mix / Enzym:** Enzym  
**Multiplex:** nein  
**PCR / RTPCR:** PCR  
**PCR-Optimierung:** Standard  
**Verpackung:** 500 Units

Außergewöhnlich reine Taq-DNA-Polymerase für Routine- und anspruchsvolle PCR-Anwendungen

### Anwendungen

- Routine und angewandte PCR bis 5 kb
- RT-PCR
- TA Klonierung

Detaillierte Informationen und Application Notes finden Sie unter:

<http://www.biotechrabbit.com/>