

Pfu PCR Master Mix, 2×



100 rxn of 50 µl

Artikel-Nr.: 350300201 | [biotechrabbit](#) | Herstellernummer: BR0300201

125,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

High-Fidelity: ja

Hot-Start: nein

Master Mix / Enzym: Master Mix

Multiplex: nein

PCR / RTPCR: PCR

PCR-Optimierung: Standard

Verpackung: 100 rxn of 50 µl

Detaillierte Informationen und Application Notes finden Sie unter:

<http://www.biotechrabbit.com/>