

Long Range DNA Polymerase, 2.5 U/μl



100 Units / 80 rxn

Artikel-Nr.: 350300301 | [biotechrabbit](#) | Herstellernummer: BR0300301

69,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

High-Fidelity: nein

Hot-Start: nein

LongRange: bis 40 kb

Master Mix / Enzym: Enzym

Multiplex: nein

PCR / RTPCR: PCR

PCR-Optimierung: Standard

Verpackung: 100 Units / 80 rxn

Detaillierte Informationen und Application Notes finden Sie unter:

<http://www.biotechrabbit.com/>