

One Step RT-PCR Kit



100 rxn of 50 µl

Artikel-Nr.: 350400102 | [biotechrabbit](#) | Herstellernummer: BR0400102

161,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Frühlingsaktion

High-Fidelity: nein

Hot-Start: ja

Master Mix / Enzym: Master Mix

Multiplex: nein

PCR / RTPCR: RT-PCR

PCR-Optimierung: Standard

Verpackung: 100 rxn of 50 µl

Sensitive RT-PCR mit hoher Ausbeute

- Enthält einzigartige Hot Start Taq DNA-Polymerase
- Effiziente thermostabile Reverse Transkriptase und RNase-Inhibitor
- Mit PCR-Enhancer

Detaillierte Informationen und Application Notes finden Sie unter:

<http://www.biotechrabbit.com/>