

RevertUP™ II Reverse Transcriptase, 200 U/μl



10000 Units / 50 rxn

Artikel-Nr.: 350400501 | [biotechrabbit](#) | Herstellernummer: BR0400501

89,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Frühlingsaktion

Kit / Enzym: Enzym

Reaktionstemperatur: bis 60 °C

RNase H Aktivität: nein

Verpackung: 10000 Units / 50 rxn

Erst-Strang cDNA Synthese von langen Fragmenten (RNase H minus)

- Verbesserte Performance für die Synthese von langen cDNAs (> 19 kb)
- Herausragende Stabilität bei hohen Temperaturen (bis zu 60 °C)
- Hohe Sensitivität für cDNA Synthese von wenigen Template-Kopien

Detaillierte Informationen und Application Notes finden Sie unter:

<http://www.biotechrabbit.com/>