

GenUP™ gDNA Kit



10 preps

Artikel-Nr.: 350700601 | [biotechrabbit](#) | Herstellernummer: BR0700601

50,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)



Beschreibung

Gewebe/Organismus: Allgemein

Methode: Säule

Nukleinsäure: genomische DNA

Verpackung: 10 preps

Isolierung genomischer DNA aus Zellen, Gewebe, Mausschwanz, Buccal Swabs und Paraffin Proben

- Einfache und schnelle Prozedur
- Hohe Ausbeute hochreiner DNA
- Bindekapazität der Säule > 100 µg gDNA

Detaillierte Informationen und Application Notes finden Sie unter:

<http://www.biotechrabbit.com/>