

## GenUP™ Exo SAP Kit



100 rxn

Artikel-Nr.: 350701801 | [biotechrabbit](#) | Herstellernummer: BR0701801

**69,00 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

**Aktionsangebote:** PREIS-FREEZE

**Gewebe/Organismus:** PCR

**Methode:** Enzymatisch

**Nukleinsäure:** DNA

**Verpackung:** 100 rxn

#### Entfernung von Nukleotiden und Primern aus PCR- und Sequenzierungsansätzen

- Einfach Exonuclease 1 und Shrimp Alkaline Phosphatase zum PCR Mix geben
- Schnell: nur 15 Minuten
- Keine Verluste
- Skalierbar

Detaillierte Informationen und Application Notes finden Sie unter:

<http://www.biotechrabbit.com/>