

TriColor Broad Protein Ladder (3.5 - 245 kDa)



100 minigel applications

Artikel-Nr.: 350900101 | [biotechrabbit](#) | Herstellernummer: BR0900101

128,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Bandenanzahl: 13

Eigenschaft: ready-to-use

Farbstoff: blau, grün, rot

Kategorie: Elektrophorese

Produkttyp: Proteinleiter

Trennbereich: 3.5 - 245 kDa

Verpackung: 100 minigel applications