

TriColor Protein Ladder (10 - 180 kDa)



100 minigel applications

Artikel-Nr.: 350900201 | [biotechrabbit](#) | Herstellernummer: BR0900201

117,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Bandenanzahl: 13

Eigenschaft: ready-to-use

Farbstoff: blau, grün, rot

Kategorie: Elektrophorese

Produkttyp: Proteinleiter

Trennbereich: 10 - 180 kDa

Verpackung: 100 minigel applications