

T4 DNA Ligase Rapid, 600 U/μl



180000 Units / 300 rxn

Artikel-Nr.: 351100302 | [biotechrabbit](#) | Herstellernummer: BR1100302

217,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Verpackung: 180000 Units / 300 rxn

Hochreine, hochkonzentrierte DNA-Ligase zur schnellen Ligation

- Adaptor-Ligation
- Klonierung

Detaillierte Informationen und Application Notes finden Sie unter:

<http://www.biotechrabbit.com/>