

Proteinase K, soluble



1.25 ml

Artikel-Nr.: 351101001 | **biotechrabbit** | Herstellernummer: BR1101001

35,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Verpackung: 1.25 ml

Proteinase K ist eine aktive Endopeptidase, die zum Abbau von Proteinen in Zelllysaten und zur Freisetzung von Nukleinsäuren verwendet wird. Endogene RNasen und DNasen werden schnell inaktiviert.

- Hochrein, frei von RNasen und DNasen
- Stabil über einen großen pH-Bereich (4 bis 12,5)
- Auch lyophilisiert erhältlich
- Konzentration ~20 mg/ml

Detaillierte Informationen und Application Notes finden Sie unter:

<http://www.biotechrabbit.com/>