

## Biozym Probe qPCR Kit Separate ROX

100 rxn à 20 µl



1 x 1 ml

Artikel-Nr.: 331455S | Biozym

**45,00 € \***

\*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

### Beschreibung

**Aktionsangebote:** Frühlingsaktion

**Applikation:** Sonde

**Format:** flüssig

**Konzentration:** 2x

**ROX:** Separat (no & high & low)

**Verpackung:** 1 x 1 ml

Das Biozym Probe qPCR Kit ist für singleplex- und multiplex-Applikationen auf allen verbreiteten qPCR Instrumenten geeignet. Der Probe Mix wird zur spezifischen Detektion von low-copy Templates oder zur Quantifizierung von genomischer und cDNA, sowie viralen Sequenzen verwendet. Das Kit ist für alle modernen qPCR-Cycler geeignet und zeigt Sensitivität und Konsistenz der Ergebnisse auch unter fast und ultra-fast Cycling-Bedingungen.

#### Sensitiver Probe qPCR Kit Separates Rox

- Hocheffizient in Multiplex-Experimenten
- Höchste Sensitivität und frühe Cq's
- Optimierte Protokolle – validiert auf allen verbreiteten Realtime-Cyclern
- Auch erhältlich als blau gefärbter Mastermix für fehlerminimiertes Pipettieren (Blue Probe qPCR Mix)