

Purified anti-NOS2

Mouse IgG1, kappa
5C1B52

BioLegend
From Revvity



100 µg

Artikel-Nr.: B690902 | **BioLegend** | Herstellernummer: 690902

152,25 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: ICC, WB

Clone: 5C1B52

Format: PURE

Isotype: kappa, Mouse IgG1

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 100 µg

Purified anti-NOS2

Clone: 5C1B52

Isotype: Mouse IgG1, kappa

Other_Names: Nitric oxide synthase 2, nitric oxide synthase 2A, NOS2A, HEP-NOS, inducible nitric oxide synthase (iNOS)

Size: 100 µg

Reactivity: Human, Mouse

Format: PURE

App_Abbrev: WB, ICC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=13679>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>