

Matrix 2D Barcoded ScrewTop Tubes, 0.5 ml, steril

Innengewinde, konischer Boden, Polypropylene
mit 1D Barcode und Zahlencode, farbloser Deckel



480 Stück im Beutel

Artikel-Nr.: 593743-WP1D | Thermo

597,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)



Beschreibung

Brand: Matrix
Codierung: 1D-Barcode, 2D-Barcode, Zahlencode
Format: Rack im SBS Format
Passend für Rackformat: SBS/96
Produktart: Gefäß mit Deckel
Schraubdeckel / Stopfen: Innengewinde
Sterilität: steril
Verpackung: 480 Stück im Beutel
Volumen: 0.5 ml