

Matrix Empty Latch Racks for 1.0 ml ScrewTop Tubes

Latch Rack mit Barcode (linear, 2D und numerisch)
auf der Längsseiten und beiden Stirnseiten



5 Stück



Artikel-Nr.: 594897-BR | Thermo

86,70 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Brand: Matrix

Codierung: 2D-Barcode, linearer Barcode, numerischer Barcode

Format: Latch Rack mit Barcodes

Passend für Rackformat: SBS/96

Produktart: Rack leer

Verpackung: 5 Stück