

APC anti-mouse CD95 (Fas)

Mouse IgG1, kappa
SA367H8

BioLegend
From Revvity



100 µg

Artikel-Nr.: B152604 | BioLegend | Herstellernummer: 152604

233,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: FC
Clone: SA367H8
Format: APC
Isotype: kappa, Mouse IgG1
Species of Origin: Mouse
Verpackung: 100 µg

APC anti-mouse CD95 (Fas)

Clone: SA367H8
Isotype: Mouse IgG1, kappa
Other_Names: Fas, ALPS1A, APO-1, APT1
Size: 100 µg

Reactivity: Mouse
Format: APC
App_Abbrev: FC
Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=13906>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>