

PE anti-human GPR183 (EBI2)

Mouse IgG2a, kappa
SA313E4

BioLegend
From Revvity



100 tests

Artikel-Nr.: B368912 | **BioLegend** | Herstellernummer: 368912

201,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: FC

Clone: SA313E4

Format: PE

Isotype: kappa, Mouse IgG2a

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 100 Tests

PE anti-human GPR183 (EBI2)

Clone: SA313E4

Isotype: Mouse IgG2a, kappa

Other_Names: EBI2

Size: 100 tests

Reactivity: Human

Format: PE

App_Abbrev: FC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=13931>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>