

APC anti-human CD152 (CTLA-4)

Mouse IgG2a, kappa
BNI3

BioLegend
From Revvity



100 tests

Artikel-Nr.: B369612 | **BioLegend** | Herstellernummer: 369612

159,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: FC, ICFC

Clone: BNI3

Format: APC

Isotype: kappa, Mouse IgG2a

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 100 Tests

APC anti-human CD152 (CTLA-4)

Clone: BNI3

Isotype: Mouse IgG2a, kappa

Other_Names: CTLA4, Cytotoxic T-Lymphocyte Antigen 4, CTLA-4

Size: 100 tests

Reactivity: Human

Format: APC

App_Abbrev: FC, ICFC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=13812>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>