

PE anti-human XCR1

Rat IgG2a, kappa
S15046E

BioLegend
From Revvity



100 tests

Artikel-Nr.: B372604 | **BioLegend** | Herstellernummer: 372604

219,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: FC

Clone: S15046E

Format: PE

Isotype: kappa, Rat IgG2a

Species of Origin: Rat

Verpackung: 100 Tests

PE anti-human XCR1

Clone: S15046E

Isotype: Rat IgG2a, kappa

Other_Names: GPR5, CCXCR1, mXCR1, Lymphotactin receptor, SCM1 receptor, XC chemokine receptor 1

Size: 100 tests

Reactivity: Human

Format: PE

App_Abbrev: FC

Species of Origin: Rat

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=13849>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>