

Purified anti-rabbit IgG

Mouse IgG1, kappa
6B9G9

BioLegend
From Revvity



100 µg

Artikel-Nr.: B410404 | **BioLegend** | Herstellernummer: 410404

194,25 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion
App_Abbrev: ICC, WB
Clone: 6B9G9
Format: PURE
Isotype: kappa, Mouse IgG1
Species of Origin: Mouse
Verpackung: 100 µg

Purified anti-rabbit IgG

Clone: 6B9G9
Isotype: Mouse IgG1, kappa
Other_Names: N0034
Size: 100 µg

Reactivity: Rabbit
Format: PURE
App_Abbrev: WB, ICC
Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=13827>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>