

TransforMax EPI300 elektrokompetente E. coli

Lucigen



10 x 100 µl

TransforMAX™

Artikel-Nr.: 191010 | [Lucigen](#) | Herstellernummer: EC300110

443,90 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Produkttyp: Kompetente Zellen

Verpackung: 10 x 100 µl

Die Vorteile:

- Hohe Transformationseffizienz
- Inkl. pUC19 Kontroll-DNA
- Inkl. CopyControl Induction Solution
- T1R-Zellen sind resistent gegen die Phagen T1 und T5




Figure 1. Copy number of CopyControl™ BAC clones can be induced 10- to 20-fold in TransforMax™ EPI300™ *E. coli*. The yield of BAC DNA from CopyControl BAC clones of 110-145 kb increased >14-fold following addition of CopyControl Induction Solution. U=uninduced cells; I=induced cells.