

LEGENDplex Human Apo Panel Detection Antibodies

BioLegend
From Revvity



100 tests (3.3 mL)

Artikel-Nr.: B740456 | BioLegend | Herstellernummer: 740456

177,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: Multiplex - Component

Format: LPLEX

Species of Origin: N/A

Verpackung: 100 tests (3.3 mL)

LEGENDplex Human Apo Panel Detection Antibodies

Clone:

Isotype:

Other_Names:

Size: 100 tests (3.3 mL)

Reactivity: Human

Format: LPLEX

App_Abbrev: Multiplex - Component

Species of Origin: N/A

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=13883>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>