

Matrix 2D Barcoded ScrewTop Tubes, 1.0 ml, steril

Innengewinde, konischer Boden, Polypropylene
mit 1D Barcode und Zahlencode, farbloser Deckel

ThermoFisher
SCIENTIFIC

5 Gestelle à 96 Röhrchen/Karton

Artikel-Nr.: 593741-WP1D-BR | Thermo

689,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)



Beschreibung

Brand: Matrix

Codierung: 1D-Barcode, 2D-Barcode, Zahlencode

Format: Latch Rack mit Barcodes

Passend für Rackformat: SBS/96

Produktart: Gefäß mit Deckel

Schraubdeckel / Stopfen: Innengewinde

Sterilität: steril

Verpackung: 5 Gestelle à 96 Röhrchen/Karton

Volumen: 1.0 ml