

Matrix 2D Barcoded ScrewTop Tu, 0.5 ml, WP/1D, V

steril, mit Deckel, 1D Barcode & Zahlencode a Tube

Deckel: farblos, Rack mit Barcodes

ThermoFisher
SCIENTIFIC

5 Racks à 96 Tubes (480 Stück)

Artikel-Nr.: 593744-WP1D-BR | Thermo

689,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)



Beschreibung

Brand: Matrix

Codierung: 1D-Barcode, 2D-Barcode, Rack mit Code, Zahlencode

Format: Rack im SBS Format

Passend für Rackformat: SBS/96

Produktart: Gefäß mit Deckel

Schraubdeckel / Stopfen: Innengewinde

Sterilität: steril

Verpackung: 5 Racks à 96 Tubes (480 Stück)

Volumen: 0.5 ml