

APC anti-human CD120a

Mouse IgG2a, kappa
W15099A

BioLegend
From Revvity



100 tests

Artikel-Nr.: B369906 | **BioLegend** | Herstellernummer: 369906

210,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: FC

Clone: W15099A

Format: APC

Isotype: kappa, Mouse IgG2a

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 100 Tests

APC anti-human CD120a

Clone: W15099A

Isotype: Mouse IgG2a, kappa

Other_Names: TNFR-I, TNFRSF1A, P55, P60

Size: 100 tests

Reactivity: Human

Format: APC

App_Abbrev: FC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=14006>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>