

Brilliant Violet 510 anti-human CD11c

Mouse IgG2b, kappa
S-HCL-3

BioLegend
From Revvity



100 tests

Artikel-Nr.: B371514 | **BioLegend** | Herstellernummer: 371514

255,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

App_Abbrev: FC

Clone: S-HCL-3

Format: BV510

Isotype: kappa, Mouse IgG2b

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 100 Tests

Brilliant Violet 510 anti-human CD11c

Clone: S-HCL-3

Isotype: Mouse IgG2b, kappa

Other_Names: Integrin alphaX subunit, CR4, p150, ITGAX

Size: 100 tests

Reactivity: Human

Format: BV510

App_Abbrev: FC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=14064>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>