

APC anti-human HLA-B7

Mouse IgG1, kappa
BB7.1

BioLegend
From Revvity



100 tests

Artikel-Nr.: B372406 | **BioLegend** | Herstellernummer: 372406

189,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: FC

Clone: BB7.1

Format: APC

Isotype: kappa, Mouse IgG1

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 100 Tests

APC anti-human HLA-B7

Clone: BB7.1

Isotype: Mouse IgG1, kappa

Other_Names: HLA-A7, HLA-B*07, HLA Class I histocompatibility antigen B alpha chain

Size: 100 tests

Reactivity: Human

Format: APC

App_Abbrev: FC

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=14014>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>