

Purified anti-human CD8a

Mouse IgG1, kappa
C8/144B

BioLegend
From Revvity



100 µg

Artikel-Nr.: B372902 | **BioLegend** | Herstellernummer: 372902

36,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: Activ, FC, IHC-F, IHC-P, WB

Clone: C8/144B

Format: PURE

Isotype: kappa, Mouse IgG1

Species of Origin: Mouse

Verpackung: 100 µg

Purified anti-human CD8a

Clone: C8/144B

Isotype: Mouse IgG1, kappa

Other_Names: T8, Leu2

Size: 100 µg

Reactivity: Human, Mouse, Rat

Format: PURE

App_Abbrev: IHC-P, Activ, FC, IHC-F, WB

Species of Origin: Mouse

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=13983>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>