

Recombinant Human IL-18 (carrier-free)

BioLegend
From Revvity



10 µg

Artikel-Nr.: B592102 | **BioLegend** | Herstellernummer: 592102

88,50 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Aktionsangebote: Aktion

App_Abbrev: BA

Format: RECOM

Verpackung: 10 µg

Recombinant Human IL-18 (carrier-free)

Clone:

Isotype:

Other_Names: Interferon-gamma-inducing factor, IGIF, IL-1g, IL18, IL1F4

Size: 10 µg

Reactivity: Human

Format: RECOM

App_Abbrev: BA

Species of Origin:

Weitere Informationen zum Produkt. Link zum Hersteller: <https://www.biolegend.com/Default.aspx?ID=6664&productid=9101>

Unsere datenschutzrechtlichen Hinweise finden Sie unter: <https://www.biozym.com/datenschutzrechtliche-hinweise>