


Incu-Shaker Mini CO2

with non slip rubber mat platform



1 Stück

Artikel-Nr.: 55H3501-E | **Benchmark** | Herstellernummer: H3501-E

12.020,00 € *

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Technische Spezifikationen

Technische Daten:

- **Temperaturbereich:** RT plus 5 bis 60 °C
- **Temperaturgenauigkeit:** ± 0,5 °C (bei 37 °C)
- **Temperaturuniformität:** ± 0,5 °C (bei 37 °C)
- **Temperaturinkrement:** 0,1 °C
- **Temperatur Stabilität:** ± 0,1 °C
- **Geschwindigkeitsbereich:** 30 bis 300 rpm
- **Geschwindigkeitsinkrement:** 1 rpm
- **Mixing Orbit:** 19 mm
- **CO₂ Bereich:** 0 bis 20 %
- **CO₂ Inkrement:** 0,1%
- **CO₂ Genauigkeit:** ± 0,1%
- **CO₂ Sensor:** Dual Beam IR
- **Timer:** 1 Min. bis 48 Std. (oder kontinuierlich)
- **Plattformabmessungen:** 23,5 x 29 cm
- **Kammerabmessungen:** 33,5 x 26 x 39,2 cm
- **Kammervolumen:** 46 Liter
- **Kammermaterial:** Edelstahl
- **Außenabmessungen:** 42 x 46,5 x 55,3 cm
- **Gewicht:** 40,1 kg
- **Stromversorgung:** 230 V, 50-60 Hz (350 W)

Beschreibung

CO2 Inkubation: ja

Magic Clamp: ja

Schüttelinkubator: ja

Verpackung: 1 Stück

CO₂-Inkubationskammer mit Orbitalschüttler

- Für Flaschen bis 1 Liter - ideal für Zellkulturen
- Plattform des Schüttlers: 23,5 cm x 29 cm

Telefon: +49 (0) 51 52 / 90 20
Telefax: +49 (0) 51 52 / 20 70
E-Mail: support@biozym.com
Internet: www.biozym.com

Rechtliches
Registergericht: Amtsgericht Hannover
Registernummer: HRB 101682
UST-ID: DE 813739502

Biozym Scientific GmbH
Geschäftsführer
Dr. Sebastian Petri

- MAGic Clamp™-System: Austausch von Flaschenhaltern in 1 Sekunde
- Außergewöhnliche Temperaturgenauigkeit und Uniformität
- Edelstahlkammer mit abgerundeten Ecken für einfache Reinigung
- Extrem kompakt - nur 28 cm breit