

MiniMag Magnetic Stirrer



1 Stück

Artikel-Nr.: 55S1005-E | **Benchmark** | Herstellernummer: S1005-E

89,00 € *

*zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Aktionsangebote: SNP

Verpackung: 1 Stück

- Geschwindigkeitsbereich: 100 bis 1.500 rpm
- Plattform: 8,5 x 8,5 cm
- Maximale Rührkapazität: 1,5 Liter
- Abmessungen: (W x D x H) 12 x 12 x 3 cm
- Gewicht: 0.2 kg
- Stromversorgung: 100 V bis 240 V, 50-60 Hz