

LC-8 3500 Centrifuge

with 8 x 15 ml Rotor, max. Speed 3500 rpm, 230V



1 Stück

Artikel-Nr.: 55C3100-E | **Benchmark** | Herstellernummer: C3100-E

579,50 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Display (LCD): ja
Drehzahl: bis 3500 x g
Drehzahlregelung/Timer: ja
Kapazität: 5 & 7 ml Blutröhrchen (Adapter), 15 ml
max. RCF (x g): bis 3500
Positionen (1.5/2.0 ml): 0 bis 8
Verpackung: 1 Stück

Zentrifugen der LC-8™ Serie

Technische Daten:

- Geschwindigkeit: 400 - 3.500 rpm / 1.500 x g
- Kapazität: 8 x 15 ml Tubes
- Abbremszeit: 25 Sekunden
- Beschleunigung: 9 Sekunden
- Kurzzentrifugation: Ja
- Einstellstufen: 100 rpm
- Timer: 20 sec. bis 99 min.
- Abmessungen: 29,5 x 36,5 x 21 cm (W x D x H)
- Gewicht: 6,8 kg
- Spannungsversorgung: 230 V, 50-60 Hz, 150 W