

LC-8 5000 Centrifuge

with 8 x 15 ml Rotor, max. Speed 5000 rpm, 230V



1 Stück

Artikel-Nr.: 55C3200-E | **Benchmark** | Herstellernummer: C3200-E

871,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Technische Spezifikationen

- Geschwindigkeit: 400 - 5.000 rpm / 3.070 x g
- Kapazität: 8 x 15 ml Tubes
- Abbremszeit: 39 Sekunden
- Beschleunigung: 19 Sekunden
- Kurzzentrifugation: Ja
- Einstellstufen: 100 rpm
- Timer: 20 sec. bis 99 min.
- Abmessungen: 29,5 x 36,5 x 21 cm (W x D x H)
- Gewicht: 6,8 kg
- Spannungsversorgung: 230 V, 50-60 Hz, 150 W
- Garantie: 2 Jahre

Beschreibung

Display (LCD): ja

Drehzahl: bis 5000 x g

Drehzahlregelung/Timer: ja

Kapazität: 5 & 7 ml Blutröhrchen (Adapter), 15 ml

max. RCF (x g): bis 5000

Positionen (1.5/2.0 ml): 0 bis 8

Verpackung: 1 Stück

- Digitale Drehzahlregelung mit rcf-Umrechnung
- Sicherheitsdeckelverriegelung verhindert das Öffnen des Deckels bis der Rotor anhält
- Einzigartiges Luftstromdesign begrenzt den Anstieg der Probentemperatur
- Rotor mit acht Positionen für Gefäße von von 5 ml bis 15 ml
- **Ideal für PPP- und PRP-Bluttrennung**

Telefon: +49 (0) 51 52 / 90 20
Telefax: +49 (0) 51 52 / 20 70
E-Mail: support@biozym.com
Internet: www.biozym.com

Rechtliches
Registergericht: Amtsgericht Hannover
Registernummer: HRB 101682
UST-ID: DE 813739502

Biozym Scientific GmbH
Geschäftsführer
Dr. Sebastian Petri

