


PCR 384-Well TW-MT-Platte, weiß

Universalplatte, skirted, laser marked, barcoded
DNA-, DNase-, RNA-, RNase-, Pyrogenfrei



Packung à 40 Stück

Artikel-Nr.: 712457 | Biozym

312,00 € *

*zzgl. MwSt. [zzgl. Versandkosten](#)

Beschreibung

Eckanschnitt: A24, P24

Eigenschaften: laser marked, mit Barcode, Universalplatte

Farbe: weiß

Format: full skirted

Kategorie: 384-Well Platte

Produktlinie: Premium Line

Profil: Low Profile

Verpackung: Packung à 40 Stück